



DFS200

AED 巡檢維護測試儀

從 AED 目視巡檢、功能測試到維護資料與報告，將現場維護所需的主要工作整合於同一流程。

- **自訂 AED 巡檢項目**

依 AED 型號、客戶需求或標準作業程序設定巡檢內容

- **AED 功能與電池測試**

支援電擊能量測試、ECG 模擬及電池電壓量測

- **巡檢與測試資料集中記錄**

整合設備資訊、巡檢結果、電擊數據、波形及電池電壓

- **維護報告快速產出**

完成檢測後即自動產出維護報告，亦可客製化報告模板

- **現場巡檢與進階測試兼具**

透過行動 App 完成現場維護，並可搭配選購的電腦軟體進行進階 ECG 波形與測試設定

- **維護資料與企業既有管理系統整合**

提供 API 將巡檢資料整合至企業內部管理系統，減少人工資料轉換，提升資料一致性

電能測量規格

項目	規格
最大能量	範圍：最高可達 600J
電壓	範圍：最高可達 5000Vp 精確度：± (1% 讀值 + 2V) , 典型值
負載電阻	電阻：50Ω
脈衝寬度	範圍：1.0 ~ 50.0ms 精確度：±0.1ms
最大平均功率	12W · 相當於每 30 秒 1 次 360J 的除顫脈衝
電池電量 (AED 電池)	測量電壓：0.40 ~ 40.00V 精確度：5.00 ~ 40.00V : ±0.05V
電池電量 (AED 電池, 負載 200mA 量測)	測量電壓：3.60 ~ 40.00V 精確度：3.60 ~ 40.00V : ±0.5V

合規規格

項目	規格
安全標準	CE : IEC / EN61010-1:2010 + A1:2016; 汙染等級 2 61010-2-030:2017
電磁相容標準 (EMC)	CE : EN61326-1; EN301489-1 / EN301489-17; FCC : EMC P15B
其他標準	CE : RF EN 300328; EN62311; NCC : RF LP0002

* 規格如有更改，恕不另行通知。

產品標準組合

產品料號	產品敘述	數量
100-DF00107	產品型號：DFS200 產品名稱：AED 巡檢維護測試儀	1

選購配件

產品料號	產品敘述	數量
G34-0600101	DFS 專用包	1
D06-9000321	9V 鹼性電池	1
K22-0500101*	開放式 AED 線材 (香蕉頭公頭) · 0.5公尺 (黑色)	1
K22-0500102*	開放式 AED 線材 (香蕉頭公頭) · 0.5公尺 (紅色)	1
300-DFBMPD	電池量測探棒 (含負載)	1
K29-0900501	電池量測探棒	1
N61-0210033	快速接頭	1
K27-1800304	USB Type-A 轉 Type-C 線材 (公頭轉公頭) · 1.8公尺	1

* 備註：可客製 AED 線材介面轉接器，請與 service@whaleteq.com 聯繫。

選購除顫電擊測試套組

產品料號	產品敘述	數量
300-DFPDOCK	除顫電擊測試底座	1
E13-070P101	除顫電擊測試接收片	2

選購軟體

產品料號	產品敘述
HE0-DF00003	DFS200 電腦軟體
HE0-DF00005	巡檢與報告生成授權
HE0-DF00006	數據同步授權

選購服務

產品料號	產品敘述
HE0-DF00001	報告客製化服務

選購校驗服務及延伸保固

產品料號	產品敘述
7C3-000001	產品型號：C3 (Accredited) 提供鯨揚原廠 (3) 年校驗服務。
7C3-000002	產品型號：C3 (In-house) 提供鯨揚原廠 (3) 年內部校驗服務。
7R3-000001	產品型號：R3 產品保固由 (1) 年延長至 (3) 年。

產品規格

項目	規格
溫度	操作溫度：0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 儲存溫度：-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
濕度	10% ~ 90% 非冷凝
連線方式	無線通訊 (低功耗無線電) USB Type-C 傳輸介面
操作模式	遠距操作 (APP)
電源	9V 鹼性電池 x 1 APP 顯示電池電量和低電量警報
機構	外殼：ABS 塑料 尺寸 (長 x 寬 x 高)：17.0公分 x 8.55公分 x 4.0公分 重量：330公克

AED 測試設置



除顫器測試設置 (選配)



DFS200
Scan for
more information

www.whaleteq.com

service@whaleteq.com

8F., No. 125 Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104474, Taiwan

+886-2-2517-6255

+886-2-2596-0702